



EQUIA

Новое ИЗМЕРЕНИЕ
в реставрационной
стоматологии

./'CC.'

EQUIA - это уникальная реставрационная система для изготовления эстетичных и экономически выгодных реставраций жевательной группы зубов, которые обладают высочайшей прочностью на всех уровнях. Система **EQUIA** включает в себя **EQUIA Fil** - стеклоиономерный материал нового поколения - и **EQUIA Coat**, высоконаполненное полимерное защитное покрытие.

прочность и надежность

Новый уровень долговечности в области стеклоиономерных технологий

Система **EQUIA** включает в себя **EQUIA Fil**, стеклоиономерный материал нового поколения, и **EQUIA Coat**, высоконаполненное полимерное защитное покрытие, которое выводит технологию работы со стеклоиономерами на качественно новый уровень и гарантирует Вам:

- Повышение устойчивости материала к растрескиванию, а также прочности на изгиб и сопротивления усталости при изгибе.
- Защиту реставрации от попадания влаги и от кислотной эрозии.
- Увеличение прочности стеклоиомера с течением времени благодаря уникальному процессу созревания материала под воздействием слюны.



Заполнение мелких пор




Глубина проникновения 30-50 µm

быстро и просто

Новый уровень производительности в реставрационной стоматологии

Система **EQUIA** дает значительное преимущество в рабочем времени по сравнению со многими другими реставрационными материалами.

- Общее время выполнения реставрации менее 3,5 минут.
- Система не требует работы по методу послойного нанесения; материал не липнет к инструментам, обладает пакуемой вязкостью, и отлично адаптируется к стенкам полости.
- Использование раббер-дама не обязательно; химическая адгезия материала исключает необходимость проведения сложных процедур бондинга.
- Система **EQUIA** является великолепной альтернативой для выполнения реставраций одной порцией даже при работе с глубокими полостями большого объема, поскольку материал обладает практически нулевым усадочным напряжением.
- Не нужны сложные этапы финишной обработки и полировки, достаточно нанесения всего одного слоя **EQUIA Coat**.



Внесение материала одной порцией

Паковка и оконтуривание

Окончательная обработка

Нанесение защитного покрытия

Фотополимеризация

эстетичность и светопроницаемость

Новый взгляд на стеклоиономерные технологии

Непревзойденная эстетичность реставраций, выполненных с помощью системы **EQUIA**, расширяет Ваши возможности в работе с жевательной группой зубов и позволяет выполнить пожелания любого пациента.

- Идеально гладкая поверхность реставрации, ее долговременный и естественный блеск - с системой **EQUIA** этого добиться проще, чем когда-либо ранее.
- Реставрация защищена от изменения цвета, что гарантирует продолжительное сохранение ее цветовой стабильности.
- Девять имеющихся оттенков материала позволяют Вам добиться идеального цветового соответствия во всех клинических случаях.



Реставрация зуба жевательной группы с применением системы **EQUIA** - До



Реставрация зуба жевательной группы с применением системы **EQUIA** - После

Dr. M. Kukurba-Seklowicz, Голыша

безопасно и проверено

Совершенно новый уровень развития стеклоиономерных технологий

Эффективность новой реставрационной системы подтверждена годами клинического опыта. На основании многочисленных клинических исследований, в настоящий момент проводящихся по всему миру, Вам предлагается научно обоснованный подход к реставрационной терапии и великолепный материал, незаменимый в повседневной стоматологической практике.

- Защита от вторичного кариеса, а также дополнительная защита структур смежных зубов.
- Покрытие защищает область краевого прилегания реставрации от микропротекания.
- Система имеет расширенный спектр показаний к применению по сравнению с прочими СИЦ, что также подтверждается многочисленными клиническими исследованиями.

Результаты клинических исследований

- Система **EQUIA** демонстрирует идеальное начальное соответствие оттенка прилежащим тканям*.
- Система **EQUIA** была признана не менее эффективной, чем микронаполненная композитная система*.
- Система **EQUIA** подходит в качестве материала для постоянной реставрации полостей любого объема по I классу и полостей небольшого объема по II классу*.
- Система **EQUIA** великолепно подходит для изготовления долговечных стоматологических реставраций, даже в случаях реставрации поверхностей, несущих большие нагрузки*.

*Данные доступны по запросу в виде файла.

Окунитесь в НОВОЕ ИЗМЕРЕНИЕ с EQUIA от GC

Вы хотели бы узнать больше о системе **EQUIA**?

Посетите наш микро-сайт: www.gcequia.com



Упаковка Intro
(коробка 50 капсул
EQUIA Fil, флакон
4 мл **EQUIA Coat**
и аксессуары)

900582 Ассорти
900583 A1
900584 A2
900585 A3
900586 A3.5
900587 B1
900588 B2
900589 B3
900590 C4

Упаковка Promo
(2 коробки по 50 капсул
EQUIA Fil, флакон
4 мл **EQUIA Coat**
и аксессуары)

900591 Ассорти и A3
900592 A1 и A3
900593 A2 и A2
900594 A2 и A3
900595 A3 и A3
900596 A3.5 и A3
900597 B1 и A3
900598 B2 и A3
900599 B3 и A3
900600 C4 и A3

Отдельно
(коробка
50 капсул)

004370 Ассорти
004371 A1
004372 A2
004373 A3
004374 A3.5
004375 B1
004376 B2
004377 B3
004378 C4
004738 SW

Система **EQUIA** выпускается в различных наборах, состоящих из капсул **EQUIA Fil** и флакона **EQUIA Coat**. **EQUIA Fil** выпускается в следующих оттенках по шкале Vita®: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3, C4 и SW (Стандартный Белый).

Vita® является зарегистрированной торговой маркой Vita Zahnfabrik, Bad Säckingen, Germany.



Отдельно **EQUIA Coat**

004379 Флакон 4 мл, 20 одноразовых блоков для замешивания, 50 микроаппликаторов, 1 держатель для аппликаторов

GC Europe N.V.
Head Office
Researchpark
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B - 3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.48.32
info@gceurope.com
http://www.gceurope.com

GC Europe N.V.
GC EEO - Russia
129626 г. Москва
Кулаков переулок, д. 13,
офис 316
Тел. /926/ 007-21-31
russia@eoo.gceurope.com
http://www.eoo.gceurope.com

Официальный импортер и дистрибьютор
продукции компании ДЖИ СИ в России:
ООО Крафтвэй Медикал
129626, Москва
3-я Мытищинская ул. 16
Тел. /495/ 232-69-33
Новый номер: 8-800-100-100-9
(бесплатные звонки из любого региона)
Факс. /495/ 737-78-88
DENTAL@kraftway.ru
http://www.kraftwaydental.ru

