

ДиаДент

Имя, которому Вы доверяете

Продукт, который Вы знаете

DiaDent®

kraftway®
medical

Москва,
3-я Мытищинская ул. 16.
Тел.: (495) 232-69-33

За 23 года существования компании, продукция ДиаДент проходила испытания и исследования более 900 раз, неизменно показывая отличные результаты и высочайшее качество выпускаемой продукции. В 2009 году мы начали поставлять на Российский рынок электронный апекслокатор NaviRoot, давно знакомый стоматологам более чем в 100 странах. Подробнее на www.kraftwaydental.ru

Апекслокатор NaviRoot от ДиаДент

NaviRoot представляет собой электронное устройство для определения глубины корневого канала, используемое при стоматологическом эндодонтическом лечении.



0830537 Электронный апекслокатор NaviRoot

В составе комплекта:

апекслокатор NaviRoot черный – 1 шт
батареи AA – 3 шт
Y – образный электрод – 1 шт
электрод-загубник – 3 шт
держатель файла – 1 шт
основной соединительный кабель – 1 шт
упаковка картон – 1 шт
инструкция на русском языке
гарантийный талон

Дополнительно:

0860356 Y-образный электрод

0860357 электрод-загубник

0860358 держатель файла

0860359 основной соединительный кабель

- точные измерения при любом состоянии корневого канала
- большая точность и предсказуемость в измерениях глубины влажных корневых каналов
- автоматическая калибровка для определения точных параметров
- большой ЖК-дисплей размером 9 x 6 см для графического отображения информации, с изменяемым углом наклона
- сенсорные кнопки управления
- к апекслокатору может быть подсоединён персональный компьютер (тип соединения – RS232C)
- возможность работы от перезаряжаемых аккумуляторов
- функция автоматического выключения
- хорошо заметный индикатор состояния зарядки батареи
- выполнение автоматической диагностики при выявлении ошибки в системе
- прост в применении