

DIADENT GROUP INTERNATIONAL

DiaDent – ведущий производитель стоматологических материалов, расходных материалов, инструментов и прочих стоматологических продуктов, используемых профессионалами-стоматологами.

DiaDent разрабатывает и производит высококачественные эндодонтические материалы, а также другие стоматологические продукты, с 1985 года. В настоящее время мы продаем свою продукцию по всему миру через сеть, насчитывающую более 900 стоматологических дилеров в 102 странах.

Спасибо Вам за то, что Вы выбрали продукцию компании DiaDent

DiaDent®

DIADENT GROUP INTERNATIONAL




ГУТТАПЕРЧЕВЫЕ ШТИФТЫ



БУМАЖНЫЕ ШТИФТЫ

ML.029™ Gutta Percha Points

Gutta Percha Points ML.029
штифты стоматологические
гуттаперчевые
с миллиметровой маркировкой



MMPP™ Paper Points

Paper Points MMPP
штифты стоматологические
абсорбирующие бумажные
с миллиметровой маркировкой


БУМАЖНЫЕ ШТИФТЫ С МИЛЛИМЕТРОВОЙ МАРКИРОВКОЙ предназначены для высушивания корневых каналов

- быстрое и легкое измерение длины канала
- цветокодирование по системе ISO
- засчет гладкости поверхности легко вводятся в канал
- экономия рабочего времени



ГУТТАПЕРЧЕВЫЕ ШТИФТЫ С МИЛЛИМЕТРОВОЙ МАРКИРОВКОЙ диаметр штифтов соответствует эндодонтическим инструментам MANI

- быстрое и легкое измерение длины канала
- возможность не выводить штифт за верхушку канала
- засчет гладкости поверхности легко вводятся в канал
- экономия рабочего времени



DIADENT GROUP INTERNATIONAL

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ КАБИНЕТА СТОМАТОЛОГА



КОНТЕЙНЕРЫ



ЭНДОБОКСЫ



ПОДСТАВКИ

MINI BUR BLOCK

Подставка алюминиевая для боров

0830504 Подставка алюминиевая для боров FG
на 12 инструментов диаметром 1,6 мм максимальной длины 25 мм

0830505 Подставка алюминиевая для боров RA
на 12 инструментов диаметром 2,35 мм максимальной длины 25 мм

0830506 Подставка алюминиевая для боров
9 отверстий для боров FG диаметром 1,6 мм, 3 отверстия для боров RA диаметром 2,35 мм
максимальная длина инструментов 25 мм

- изготовлен из алюминия, крышка откидывается
- автоклавируется при 134 гр
- длина 45 мм, высота 32 мм, ширина 25 мм
- цвета: R-красный, G-серый, B-голубой



арт. 0830504
0830505
0830506

ENDO METER

Эндометр алюминиевый на 10 файлов

Диапазон измерений 10-35 мм.

Подпружиненная верхняя часть, удобная регулировка одним винтом, углубление для ЭНДО стопов

- изготовлен из алюминия, разборный
- автоклавируется при 134 гр
- диаметр 35 мм высота 48 мм (в сложенном состоянии)



арт. 0870049

ENDOBOX SMALL COMBI

Алюминиевый прямоугольный бокс с крышкой, типы С, Н, G

ТИП С. 4 цветные силиконовые чашки диаметром 9 мм глубиной 25 мм для гуттаперчи и бумажных штифтов, 24 отверстия диаметром 1,8 мм с большой зенковкой и 24 отверстия диаметром 1,8 мм со средней зенковкой.

ТИП Н. 48 отверстий диаметром 1,8 мм с большой зенковкой

ТИП G. 48 отверстий диаметром 1,8 мм со средней зенковкой

- изготовлен из алюминия, разборный
- автоклавируется при 134 гр
- длина 105 мм, высота 52 мм, ширина 44 мм
- выпускается в красном и голубом цветах



арт. 0870065

ENDOBOX MEDIUM SQUARE

Алюминиевый бокс с крышкой
для ручного и машинного эндодонтического инструмента

6 цветных силиконовых чашек диаметром 9 мм глубиной 25 мм для гуттаперчи и бумажных штифтов
30 отверстий диаметром 1,8 мм с большой зенковкой
5 отверстий для боров диаметром 1,6 мм
мерной линейкой на 32 мм, углублением для мелкого инструмента

- изготовлен из алюминия, разборный
- автоклавируется при 134 гр
- длина 120 мм, высота 50 мм, ширина 80 мм
- выпускается в красном и голубом цветах



арт. 0870021

ENDOBOX LARGE COMBI

Большой комбинированный прямоугольный алюминиевый бокс с крышкой для ручного и машинного эндодонтического инструмента

30 цветных силиконовых чашек диаметром 9 мм глубиной 25 мм для гуттаперчи и бумажных штифтов, 24 отверстия диаметром 1,8 мм, 48 отверстий диаметром 1,8 мм с большой зенковкой и 120 отверстий диаметром 1,8 мм со средней зенковкой

- изготовлен из алюминия, разборный
- автоклавируется при 134 гр
- длина 205 мм, высота 53 мм, ширина 105 мм




арт. 0870063

ENDO METER TYPE SQUARE

Алюминиевая прямоугольная подставка для ручного и машинного эндодонтического инструмента

2 силиконовые чашки диаметром 9 мм глубиной 25 мм
для гуттаперчи и бумажных штифтов,
32 градуированных отверстия диаметром 2,2 мм
для эндодонтического инструмента различной длины от 15 до 30,5 мм
с шагом 0,5 мм, углубление для ЭНДО стопов

- изготовлен из алюминия, разборный
- автоклавируется при 134 гр
- длина 125 мм, высота 40 мм, ширина 40 мм



арт. 0870066

ЭНДОБОКС SMALL SQUARE TYPE B

Алюминиевый бокс с крышкой, квадратный для ручного и машинного эндодонтического инструмента

30 отверстий диаметром 1,8 мм

- изготовлен из алюминия, разборный
- автоклавируется при 134 гр
- длина 50 мм, высота 50 мм, ширина 45 мм
- доступен в синем и красном цветах



арт. 0870061

ЭНДОБОКС SMALL OBLONG

Алюминиевый бокс с крышкой, прямоугольный.
Для любого мелкого инструмента.

имеет 6 углублений длиной до 45 мм

- изготовлен из алюминия, разборный
- автоклавируется при 134 гр
- длина 130 мм, высота 15 мм, ширина 50 мм
- доступен в синем и красном цветах



арт. 0870022

ЭНДОБОКС SMALL ROUND TYPE A

Алюминиевый бокс с крышкой, круглый.
Идеален для Гутта перчи и бумажных штифтов.

6 цветных силиконовых чашек

- изготовлен из алюминия, разборный
- автоклавируется при 134 гр
- диаметр 40 мм, высота 60 мм
- доступен в синем и красном цветах



арт. 0870062

ЭНДОБОКС MEDIUM OBLONG TYPE B

для хранения ручных и машинных эндодонтических инструментов,
гуттаперчевых и бумажных штифтов

4 цветные силиконовые чашки диаметром 9 мм глубиной 25 мм
60 отверстий диаметром 1,8 мм

- изготовлен из алюминия, разборный
- автоклавируется при 134
- размер: 130*50*50 мм (Ш*В*Г)
- доступен в синем и красном цветах



арт. 0870045