


REAMERS
ДРИЛЬБОРЫ РУЧНЫЕ 




Длина (L) : 18,21,25,28,31мм
Упаковка : 6 штук
Размер : 06 ~ 140
Ассортимент : 15 ~ 40
21%  25% 
45 ~ 80
90 ~ 140
28%  31% 
18 мм Reamers : #15 ~ #40 только 
Medium Reamers : 12,17,22,27,32,37 (21,25 мм)

K-FILES
ДРИЛЬБОРЫ РУЧНЫЕ 




Длина (L) : 18,21,25,28,31мм
Упаковка : 6 штук
Размер : 06 ~ 140
Ассортимент : 15 ~ 40
21%  25% 
45 ~ 80
90 ~ 140
28%  31% 
18 мм K-Files : #15 ~ #40 только 
Medium K-Files : 12,17,22,27,32,37 (21,25мм)

HEDSTROEM-FILES
КОРНЕВЫЕ БУРАВЫ РУЧНЫЕ 




Длина (L) : 18,21,25,28,31мм
Упаковка : 6 штук
Размер : 08 ~ 140
Ассортимент : 15 ~ 40
21%  25% 
45 ~ 80
90 ~ 140
28%  31% 
18 мм H-Files : #15 ~ #40 только 
Medium H-Files : 12,17,22,27,32,37 (21,25мм)

D FINDERS
РУЧНЫЕ ФАЙЛЫ ДЛЯ ПЕРВИЧНОГО ПРОХОЖДЕНИЯ КАНАЛА




Длина (L) : 21,25мм
Упаковка : 6 штук
Размер : 08,10,12,15
поперечное сечение 
Rubber Stopper
21%  25% 

ENGINE REAMERS
ДРИЛЬБОРЫ МАШИННЫЕ 




Длина (L) : 18,21,25,28мм
Упаковка : 6 штук
Размер : 10 ~ 80
Ассортимент : 15 ~ 40
45 ~ 80

RT FILES
ГИБКИЕ РУЧНЫЕ ФАЙЛЫ С РЕЖУЩЕЙ КРОМКОЙ




Длина (L) : 21,25,28,31мм
Упаковка : 6 штук
Размер : 15 ~ 80
Ассортимент : 15 ~ 40
21%  25% 
45 ~ 80
28%  31% 
Side Ratio : #15 ~ #25 (1:2), #30 ~ #80 (1:3)

FLEXILE FILES
ДРИЛЬБОРЫ РУЧНЫЕ, ГИБКИЕ



Длина (L) : 21,25мм
Упаковка : 6 штук
Размер : 15 ~ 40
Ассортимент : 15 ~ 40
21%  25% 
Medium Flexile Files : 12,17,22,27,32,37 (21,25мм)


FLARE FILES
РУЧНЫЕ КОНУСНЫЕ ФАЙЛЫ



Длина (L) : 21,25мм
Упаковка : 6 штук
Размер : 15 ~ 60
Конусность : .05
Ассортимент : 15 ~ 40
поперечное сечение 
Rubber Stopper
21%  25% 


PLUGGERS
РУЧНЫЕ ФАЙЛЫ ДЛЯ РАБОТЫ С ГУТТАПЕРЧЕЙ

Pluggers для каналов с вертикальной конденсацией




Длина (L) : 21,25мм
Упаковка : 6 штук
Размер : 15 ~ 40
Ассортимент : 15 ~ 40

SEC 0-FILES K
ДРИЛЬБОРЫ/БУРАВЫ РУЧНЫЕ С ЗАКРУГЛЕНИЕМ

Тип К 

Длина (L) : 21,25мм
Упаковка : 6 штук
Размер : *08,10 ~ 80
Ассортимент : 15 ~ 40
45 ~ 80
* только для Типа К
атравматический кончик
Rubber Stopper
21%  25% 


SEC 0-FILES H
ДРИЛЬБОРЫ/БУРАВЫ РУЧНЫЕ С ЗАКРУГЛЕНИЕМ

Тип Н 

Длина (L) : 21,25мм
Упаковка : 6 штук
Размер : *08,10 ~ 80
Ассортимент : 15 ~ 40
45 ~ 80
* только для Типа К
атравматический кончик
Rubber Stopper
21%  25% 

SPREADERS
РУЧНЫЕ ФАЙЛЫ ДЛЯ РАБОТЫ С ГУТТАПЕРЧЕЙ

Spreaders для каналов с латеральной конденсацией



Длина (L) : 21,25мм
Упаковка : 6 штук
Размер : 15 ~ 40
Ассортимент : 15 ~ 40

SUPER FILES
ДРИЛЬБОРЫ МАШИННЫЕ СВЕРХГИБКИЕ



Длина (L) : 18,21,25мм
Упаковка : 6 штук
Размер : 10 ~ 60
Ассортимент : 15 ~ 40

ULTRASONIC FILES
ДРИЛЬБОРЫ ДЛЯ РАБОТЫ С УЛЬТРАЗВУКОВЫМИ ПРИБОРАМИ

Машинные



Длина (L) : 33мм
Упаковка : 6 штук
Размер : 10 ~ 50
Ассортимент : 15 ~ 40
Диаметр хвостовика #10 ~ #40 (0.8мм), #45 & #50 (1.0мм)


GATES DRILLS
СВЁРЛА КОРНЕВЫЕ МАШИННЫЕ

Gates Drills




Длина (L) : 28,32,38мм
Упаковка : 6 штук
Размер : 1,2,3,4,5,6
Ассортимент : 1 ~ 6

ENGINE H-FILES
БУРАВЫ МАШИННЫЕ 



Длина (L) : 21,25,28мм
Упаковка : 6 штук
Размер : 10 ~ 80
Ассортимент : 15 ~ 40
45 ~ 80


PASTE CARRIERS
КАНАЛОНАПОЛНИТЕЛИ МАШИННЫЕ 



Длина (L) : 21,25,29мм
Упаковка : 4 штуки
Размер : 25 ~ 40
Ассортимент : 25 ~ 40

PEESO REAMERS
КОРНЕВЫЕ ДРИЛЬБОРЫ МАШИННЫЕ

Peeso Reamers




Длина (L) : 28,32,38мм
Упаковка : 6 штук
Размер : 1,2,3,4,5,6
Ассортимент : 1 ~ 6

SMOOTH BROACHES
КОРНЕВЫЕ ИГЛЫ РУЧНЫЕ



Длина (L) : 52мм
Упаковка : 12 штук
Размер : 000,00,0,1,2,3

BARBED BROACHES
ПУЛЬПОЭКСТРАКТОРЫ РУЧНЫЕ 



Длина (L) : 52мм
Упаковка : 12 штук
Размер : 000,00,0,1,2,3

ПРЯМАЯ ССЫЛКА
НА КАТАЛОГ
ЭНДОДОНТИЧЕСКИХ
ИНСТРУМЕНТОВ

